

pritidenta®

Gerüstwerkstoff Zirkoniumdioxid



Seit den allerersten zaghaften Vorstößen der CAD/CAM-Technologie in die Zahntechnik und somit der Grundsteinlegung für standardmäßigen Einsatz von Vollkeramik, sind mehr als 3 Jahrzehnte vergangen. Die Auswahl an Materialien für die Zahnrestauration ist vielfältig, aber das größte Potenzial hat dabei Zirkoniumdioxid gezeigt.

Unserem hohen Qualitätsstandard entsprechend haben wir uns für Produkte „Made in Germany“ von pritidenta® entschieden. Die Rohlinge priti® multidisc ZrO_2 sind ausgelegt für alle offenen Fräsmaschinen mit Aufnahme für einen Rondendurchmesser von 98,5 mm. Der Bedarf an Ronden mit dem Durchmesser von 95 mm wird abgedeckt durch das Material Extra Translucent in allen Multicolor-Farben in der Höhe von 18 mm.

Das Angebot an Zirkoniumdioxid-Ronden reicht von weiß über monochromatisch bis multicolor. Zusätzlich besteht die Wahl zwischen fünf Transluzenzstufen mit abgestufter Lichtdurchlässigkeit: Multi Translucent, High Translucent, Extra Translucent, Translucent und Opaque – hier ist garantiert für jede Indikation der perfekte Werkstoff dabei!

Lassen Sie sich vor Ort von einem unserer 22 Außendienstmitarbeiter oder von unserem technischen Support beraten und überzeugen Sie sich selbst von der erstklassigen Qualität!

priti® multidisc ZrO₂ – Multi Translucent, Transluzenz-Verlauf > 49% bis ~40%	Farben	Höhe in mm
Sintertemperatur 1.450° C, Biegefestigkeit von > 800 MPa bis 1.150 MPa, für Einzelkronen und Brücken bis zu 16 Gliedern		
Gradueller Verlauf in 16 Vita® Farben	A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, OM1, OM2, OM3	16, 20

MT 49% – 40%

priti® multidisc ZrO₂ – High Translucent, Transluzenz 49%	Farben	Höhe in mm
Sintertemperatur 1.450° C, Biegefestigkeit > 650 MPa, für Brücken bis zu 3 Gliedern		
Weiß	Weiß	10, 12, 14, 16, 18, 20, 25
Monochrom in 16 Vita® Farben	A1, A2, A3, A3,5, A4,	12, 14, 16, 18, 20
Multicolor	A light: Farbbereich A1 – A3 A dark: Farbbereich A3,5 – A4 B light: Farbbereich B1 – B2 B dark: Farbbereich B3 – B4 C light: Farbbereich C1 – C2 C dark: Farbbereich C3 – C4 D light: Farbbereich D2 – D4 priti® bleach	14, 18, 20, 25

HT 49%

priti® multidisc ZrO₂ – Extra Translucent, Transluzenz 45%	Farben	Höhe in mm
Sintertemperatur 1.450° C, Biegefestigkeit > 1.150 MPa, für Brücken bis zu 16 Gliedern		
Weiß	Weiß	10, 12, 14, 16, 18, 20, 25
Multicolor	A light: Farbbereich A1 – A3 A dark: Farbbereich A3,5 – A4 B light: Farbbereich B1 – B2 B dark: Farbbereich B3 – B4 C light: Farbbereich C1 – C2 C dark: Farbbereich C3 – C4 D light: Farbbereich D2 – D4 priti® bleach	14, 18, 20, 25

ET 45%

priti® multidisc ZrO₂ – Translucent, Transluzenz 40%	Farben	Höhe in mm
Sintertemperatur 1.450° C, Biegefestigkeit > 1.150 MPa, für Brücken bis zu 16 Gliedern		
Weiß	Weiß	10, 12, 14, 16, 18, 20, 25
Monochrom in 16 Vita® Farben	A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4	10, 12, 14, 16, 18, 20, 25
Multicolor	A light: Farbbereich A1 – A3 A dark: Farbbereich A3,5 – A4 B light: Farbbereich B1 – B2 B dark: Farbbereich B3 – B4 C light: Farbbereich C1 – C2 C dark: Farbbereich C3 – C4 D light: Farbbereich D2 – D4	14, 18, 20, 25

T 40%

priti® multidisc ZrO₂ – Opaque, Transluzenz 35%	Farben	Höhe in mm
Sintertemperatur 1.450° C, Biegefestigkeit > 1.150 MPa, für Brücken bis zu 3 Gliedern		
Weiß	Weiß	10, 12, 14, 16, 18, 20, 25
Monochrom in 16 Vita® Farben	A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, C2, D2	14, 20

Op 35%

Farbzuordnungstabelle für Multidisc ZrO₂

priti® multidisc ZrO ₂			
prிடidenta® Farbbezeichnung	Position	VITA classical®	VITA System 3D Master®
A light	oben	A1	2M1, 1M2, 2R1.5
	mittig	A2	2M2
	unten	A3	3M2
A dark	oben	A3,5	3R2.5
	mittig		
	unten	A4	5M3, 4L2.5
B light	oben	B1	
	mittig		
	unten	B2	2L1.5
B dark	oben	B3	3L2.5
	mittig		
	unten	B4	3M3
C light	oben	C1	3M1
	mittig		
	unten	C2	3L1.5
C dark	oben	C3	
	mittig		4L1.5
	unten	C4	5M1, 5M2
D light	oben	D2	
	mittig	D3	4R1.5, 4R2.5
	unten	D4	3R1.5, 4M1, 4M2, 4M3
prிடidenta® bleach	oben		0M1, 0M2
	mittig		0M3
	unten		1M1

Um ein natürlich aussehendes Ergebnis zu erzielen, ist nicht nur die exakte Wahl der Zahnfarbe am Patienten von höchster Wichtigkeit, denn auch die Transluzenz spielt eine bedeutende Rolle für den perfekten Zahnersatz. Zum exakten Farbabgleich wurde der priti® MP-Guide entwickelt, der für priti® multidisc in den Transluzenzvarianten Multi Translucent, High Translucent und Extra Translucent erhältlich ist. Mit diesem nützlichen Accessoir konkretisieren Sie die Zuordnung zu den Vita® Farben sowie die Positionierung in der Disc – einem brillanten Ergebnis steht nichts mehr im Wege!

Lassen Sie sich den MPGuide von Ihrem Berater vor Ort zeigen. Die natürliche Farbwiedergabe ist überragend!



prிடidenta® MP guide	
prிடidenta® MPguide ZrO ₂ für prிடidenta® multidisc Multi Translucent	229,00 €
prிடidenta® MPguide ZrO ₂ für prிடidenta® multidisc High Translucent	229,00 €
prிடidenta® MPguide ZrO ₂ für prிடidenta® multidisc Extra Translucent	229,00 €

**priti® multidisc ZrO₂ – Multi Translucent, Transluzenz-Verlauf > 49% bis ~40%,
Biegefestigkeit > 800 MPa bis 1.150 MPa,
für Einzelkronen und Brücken bis zu 16 Gliedern**

Gradueller Verlauf in 16 Vita® Farben A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, OM1, OM2, OM3	Höhe	
	16 mm	199,00 €
	20 mm	232,00 €

MT 49% – 40%

**priti® multidisc ZrO₂ – High Translucent, Transluzenz 49%
Biegefestigkeit > 650 MPa, für Brücken bis zu 3 Gliedern**

weiß	weiß	Höhe	
		10 mm	114,00 €
		12 mm	124,00 €
		14 mm	134,00 €
		16 mm	154,00 €
		18 mm	165,00 €
		20 mm	174,00 €
		25 mm	199,00 €

HT 49%

Monochrom A1, A2, A3, A3,5, A4	Höhe	
	12 mm	127,00 €
	14 mm	136,00 €
	16 mm	156,00 €
	18 mm	166,00 €
	20 mm	175,00 €

HT 49%

Multicolor A light, A dark, B light, B dark, C light, C dark, D light, priti® bleach	Höhe	
	14 mm	157,00 €
	18 mm	199,00 €
	20 mm	215,00 €
	25 mm	257,00 €

HT 49%

**priti® multidisc ZrO₂ – Extra Translucent, Transluzenz 45%
Biegefestigkeit > 1.150 MPa, für Brücken bis zu 16 Gliedern**

weiß	weiß	Höhe	
		10 mm	114,00 €
		12 mm	124,00 €
		14 mm	134,00 €
		16 mm	154,00 €
		18 mm	165,00 €
		20 mm	174,00 €
		25 mm	199,00 €

ET 45%

Multicolor A light, A dark, B light, B dark, C light, C dark, D light, priti® bleach	Höhe	
	14 mm	157,00 €
	18 mm	199,00 €
	20 mm	215,00 €
	25 mm	257,00 €

ET 45%

**priti® multidisc ZrO₂ – Translucent, Transluzenz 40%
Biegefestigkeit > 1.150 MPa, für Brücken bis zu 16 Gliedern**

weiß	weiß	Höhe	
		10 mm	104,00 €
		12 mm	114,00 €
		14 mm	124,00 €
		16 mm	144,00 €
		18 mm	155,00 €
		20 mm	164,00 €
		25 mm	194,00 €

T 40%

Monochrom A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4	Höhe	
	10 mm	107,00 €
	12 mm	117,00 €
	14 mm	126,00 €
	16 mm	146,00 €
	18 mm	156,00 €
	20 mm	165,00 €
	25 mm	195,00 €

T 40%

Multicolor A light, A dark, B light, B dark, C light, C dark, D light, priti® bleach	Höhe	
	14 mm	157,00 €
	18 mm	199,00 €
	20 mm	215,00 €
	25 mm	257,00 €

T 40%

**priti® multidisc ZrO₂ – Opaque, Transluzenz 35%
Biegefestigkeit > 1.150 MPa, für Brücken bis zu 16 Gliedern**

weiß	weiß	Höhe	
		10 mm	99,00 €
		12 mm	109,00 €
		14 mm	119,00 €
		16 mm	129,00 €
		18 mm	144,00 €
		20 mm	154,00 €
		25 mm	179,00 €

Op 35%

Monochrom A1, A2, A3, A3,5, A4 B2, C2, D2 *	Höhe	
	14 mm	121,00 €
	20 mm	154,00 €

Op 35%

* Weitere Farben und Abmessungen als Sonderanfertigung erhältlich.

priti®perfect *Das perfekte Finish*



Hochwertiges Gerüstmaterial, exakte Vorgehensweise und beste Formgenauigkeit allein überzeugen Sie nicht von Ihrer Restauration? Dann haben wir mit priti®perfect die richtige Ergänzung für ein lebendiges Oberflächenfinish für Sie – einfach, schnell, erstklassig und meisterlich!

Die Pasten „priti®perfect“ differenzieren durch die Gliederung in Mal- und Strukturpasten von herkömmlichen Malfarben-Sets. Die gewünschte Morphologie mit natürlicher Lichtdynamik, Tiefenwirkung und Struktur wird durch den 3D-Effekt erzeugt, der je nach Anspruch durch die Verwendung einiger weniger Pasten aus dem Sortiment entsteht. Das ist ausgefeilte Perfektion und Ästhetik!

Mit nur einem Brand kann bei Verwendung der empfohlenen Pasten sowohl eine Restauration mit geringem Aufwand, z. B. im Seitenzahnbereich, als auch eine individuell finalisierte Restauration mit einigen zusätzlichen Massen realisiert werden. Für maximale Individualität bei einer Frontzahnkrone werden unter Einsatz von Strukturpasten zwei Brände empfohlen. Das Ergebnis wird Sie überzeugen.

Lassen Sie sich vor Ort von einem unserer 22 Außendienstmitarbeitenden beraten. Er zeigt Ihnen gerne Videos zur Gestaltung Ihres Meisterwerks mit priti®perfect.

Full Set priti®perfect		7788 3 900	770,00 €
4 Basisfarben	3 g		
6 Malfarbenpasten	2 g/3 g		
8 Strukturpasten	3 g		
1 Glasurpaste	3 g		
1 Liquid	25 ml		

Basic Set priti®perfect		7788 3 901	345,00 €
4 Basisfarben	3 g		
1 Malfarbenpaste	3 g		
2 Strukturpasten	3 g		
1 Glasurpaste	3 g		
1 Liquid	25 ml		

Effect Set priti®perfect		7788 3 902	437,00 €
5 Malfarbenpasten	2 g/3 g		
6 Strukturpasten	3 g		

Pink Set priti®perfect		7788 3 925	409,00 €
3 Malfarbenpasten	2 g		
5 Strukturpasten	5 g		
1 Liquid	25 ml		

Mit den Gerüstmaterialien priti®multidisc ZrO₂ multicolor und den hier aufgeführten Pasten zeigen wir Ihnen eine intelligente Lösung von der Farbnahme bis zum Einsetzen der Arbeit: Zähne aus multicolor-Material fräsen, sintern und ästhetisch finalisieren. Das ist einfach, schnell, erstklassig und meisterlich.

Bereits beim Auftragen der Massen ist die endgültige Farbe erkennbar, denn mit der Pinseltechnik und den pastösen Massen ist es leicht, die Kontrolle zu behalten – ein weiterer wichtiger Pluspunkt, sich für priti®perfect zu entscheiden.

priti®perfect Einzelpackungen			
Shade A	3 g	7788 3 903	40,50 €
Shade B	3 g	7788 3 904	40,50 €
Shade C	3 g	7788 3 905	40,50 €
Shade D	3 g	7788 3 906	40,50 €
Color white	3 g	7788 3 907	40,50 €
Transpa-pigeon	3 g	7788 3 908	42,95 €
Structure clear	3 g	7788 3 909	40,50 €
Glaze	3 g	7788 3 910	40,50 €
Liquid	25 ml	7788 3 911	15,50 €
Color rose	3 g	7788 3 912	40,50 €
Color black	3 g	7788 3 913	40,50 €
Color yellow	3 g	7788 3 914	40,50 €
Color copper	3 g	7788 3 915	40,50 €
Fissuren	2 g	7788 3 916	40,50 €
Transpa-blue	3 g	7788 3 917	42,95 €
Transpa-smoke	3 g	7788 3 918	42,95 €
Transpa-orange	3 g	7788 3 919	42,95 €
Halo	3 g	7788 3 920	42,95 €
Structure deep	3 g	7788 3 921	40,50 €
Structure opal	3 g	7788 3 922	40,50 €

Selbstverständlich können Sie von den Vorteilen von priti®perfect auch profitieren, wenn Sie ein klassisches Gerüst bevorzugen, denn die Pasten sind freigegeben für

- Zirkoniumdioxid
- Monolithisches Zirkoniumdioxid
- Zirkonschichtkeramik
- Metallschichtkeramik
- Lithium-Disilikat.

Gerne erhalten Sie eine ausführliche Anleitung mit allen benötigten Brennparametern. Kontaktieren Sie uns unter Freecall 0800 13 58 950 und lassen Sie sich von unserem technischen Support beraten.